

LIMITAÇÕES DO METODO

Uma excelente performance da reação requer estrita aderência do procedimento descrito. O não cumprimento poderá resultar em reações aberrantes.

Um resultado **NEGATIVO** não exclui a possibilidade de infecção pelo vírus do HCV. Um resultado **INDETERMINADO** não poderá ser considerado um diagnóstico de infecção pelo HCV. Reação de maior ou igual 1+ sobre um antígeno de HCV será considerado como uma reação não específica, uma indicação de uma infecção passada solucionada, ou uma indicação de uma recente soroconversão.

Nós recomendamos a retestagem com uma nova amostra de dois a seis meses após.

Amostras de soro que apresentem resultados indeterminados, podem ser testadas por PCR para futuras determinacoes quer a pessoa seja exposta ou infectada com HCV.

ISENÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXPLÍCITA LIMITADA

O fabricante não oferece nenhuma garantia expressa se não a de que o kit de teste funcionará como um ensaio diagnóstico *in vitro* dentro das especificações e limitações descritas neste Manual de Instruções do Produto quando usado em conformidade com as instruções nele contidas. O fabricante isenta-se de qualquer garantia expressa ou implícita, incluindo as garantias expressas ou implícitas em relação a capacidade de comercialização, de utilização ou utilidade implícita para quaisquer outros fins. A responsabilidade do fabricante limita-se a substituição do produto ou reembolso do preço de compra do produto. O fabricante não será considerado responsável pelo comprador nem por terceiros por quaisquer danos, prejuízos, perdas de caráter econômico causados pelo uso ou aplicação do produto.

PROBLEMAS TÉCNICOS / RECLAMAÇÕES

Caso haja algum problema técnico, solicitamos proceder da seguinte forma:

1. Anotar o número do lote do kit e a data de vencimento.
2. Conserve o kit e os resultados que foram obtidos.
3. Contate o escritório da MP Biomedicals mais próximo ou seu distribuidor local.

REFERÊNCIAS

1. Choo Q-L., et al. 1989. Isolation of a cDNA clone derived from a blood-borne Non-A, Non-B viral hepatitis genome. *Science*; 244: 359-62.
2. Kuo G., et al. 1989. An assay for circulating antibodies to a major etiologic virus of human Non-A, Non-B hepatitis. *Science*; 244: 362-364.
3. Kleinman S., Altere o H., Busch M., et al. 1993. Increased detection of hepatitis C virus infected blood donors by a multiple antigen HCV enzyme immunoassay. *Transfusion*; 32: 805-813.
4. Van der Poel C. L. Reesink H., W., Schaasberg W. et al. 1990. Infectivity of seropositives for hepatitis C virus antibodies. *Lancet*; 335:558-560.
5. Colombo M., Kuo G., Choo Q-L., et al. 1989. Prevalence of antibodies to hepatitis C virus in Italian patients with hepatocellular carcinoma, *Lancet*; 2: 1006-8.
6. Bruix J., Barrera J., Calvert X. et al. 1989. Prevalence of antibodies to hepatitis C virus in Spanish patients with hepatocellular carcinoma and hepatic cirrhosis, *Lancet*; 2: 1004-6. 1004-6.



MP Biomedicals Asia Pacific Pte Ltd.
85 Science Park Drive
#04-01, The Cavendish
Singapore Science Park
Cingapura 118259
Tel. N°.: + 65 6775 0008
Fax. N°.: + 65 6775 4536
E-mail : enquiry_ap@mpbio.com



Medical Technology Promedt
Consulting GmbH
Altenhofstrasse 80
D-66386 St. Ingbert
Alemanha
Tel. N°.: + 49 68 94 58 1020
Fax N°.: + 49 68 94 58 1021
E-mail : info@mt-procons.com

Escritórios Regionais:

MP Biomedicals Suisse S.A.
Halle de Fret/Aéroport
P.O. Box 1015
1211 Genebra 5
Suíça
Tel N°.: (4122) 788-1908
Fax N°.: (4122) 788-1986
E-mail: mpbiosuisse@mpbio.com

* O nome e o logotipo Genelabs são licenciados da Genelabs Technologies, Inc.

FIGURA 1

